

Fiche Technique : INSIO CIC 5 primax



Type : CIC

Pertes : légères à sévères

Pile : 10

Classe : D

LPPR > 20 ans : 2335791

LPPR < 20 ans : 2355084

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Performance : ★★★★★

Niveau de sortie max. (dB)* : 113/118/124

Amplification max. (dB)* : 50/55/65

Consommation (mA) : 1,00

Nombre de canaux : 32

Nombre de micros : 1

Nombre de programmes : 6

(*) Mesures selon norme IEC 60118-7/A1 au coupleur 2cc

TRAITEMENT DU SIGNAL

Traitement des bruits et de la parole	SpeechMaster	Gestion avancée de l'écoute de la parole dans tous les milieux	✓
	Emergence directionnelle de la parole	Meilleure compréhension en présence de bruits de parole	-
	Traitement de la parole et du bruit	Meilleure compréhension de la parole dans le bruit	✓
	SoundSmoothing	Réduction des bruits impulsifs	✓
Directivité microphonique	eWindscreen	Réduction du bruit de vent	✓
	SuperFocus	Plus grande sélectivité microphonique	-
	Spatial SpeechFocus	Meilleure intelligibilité dans toutes les directions. Automatique en voiture	-
	Mode directionnel	Donne la priorité aux sons venant de l'avant	-
Qualité sonore	TruEar	Meilleure localisation spatiale (avant-arrière)	✓
	Détection des environnements	Meilleur confort dans toutes les situations	✓
	Bande passante élargie à 12kHz	Meilleure restitution des harmoniques	-
	Compression fréquentielle	Restitution des sons aigus	✓
	HD Music	Programme d'écoute spécifique à la musique en HD	1
	EchoShield	Programme Echo pour la gestion de situations à forte réverbération	-
Anti Larsen	Sound Brilliance	Extension de fréquence	✓
	Double Anti Larsen	Pas de gêne due aux sifflements	✓
Confort et mémoire	Equaliseur	Confort d'écoute dans toutes les situations	✓
	Learning	Optimisation automatique des préférences de volume du patient	✓
	Acclimatation automatique	Habituation en douceur à la sonorité des aides auditives	✓
	Datalogging	Enregistrement de l'utilisation et des situations	✓

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

TELECOMMANDES / PERIPHERIQUES

Réglage du volume	touchControl	Rechargeable :	-
Changement de programme	Bouton poussoir (en option)	Télécommandes Bluetooth	easyTek
CROS/BiCROS	Oui	Streaming adaptatif	-
Marche – arrêt	Bouton poussoir/ Tiroir pile	Télécommandes standards	easyPocket
Coque standard / Tube fin	-	Applications Smartphones	touchControl/easyTek
Bobine T pour écoute inductive	-	Spatial configurator	Non
Bruit anti-acouphène	Oui	- Focus	-
Certification anti-humidité et anti-poussière	-	- Directions	-
Utilisation simplifiée du téléphone	-		
Compatibilité pédiatrique	-		