



Fiche Technique : INSIO iMini 3 primax

Type : IIC

Pertes : légères

Pile : 10

Classe : D

LPPR > 20 ans : 2335791

LPPR < 20 ans : 2355084

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Performance : ★★★★★

Niveau de sortie max. (dB)* : 113

Amplification max. (dB)* : 50

Consommation (mA) : 1,00

Nombre de canaux : 24

Nombre de micros : 1

Nombre de programmes : 6

(*) Mesures selon norme IEC 60118-7/A1 au coupleur 2cc

TRAITEMENT DU SIGNAL

Traitement des bruits et de la parole	SpeechMaster	Gestion avancée de l'écoute de la parole dans tous les milieux	✓
	Emergence directionnelle de la parole	Meilleure compréhension en présence de bruits de parole	-
	Traitement de la parole et du bruit	Meilleure compréhension de la parole dans le bruit	✓
	SoundSmoothing	Réduction des bruits impulsifs	✓
Directivité microphonique	eWindscreen	Réduction du bruit de vent	✓
	SuperFocus	Plus grande sélectivité microphonique	-
	Spatial SpeechFocus	Meilleure intelligibilité dans toutes les directions. Automatique en voiture	-
	Mode directionnel	Donne la priorité aux sons venant de l'avant	-
Qualité sonore	TruEar	Meilleure localisation spatiale (avant-arrière)	-
	Détection des environnements	Meilleur confort dans toutes les situations	✓
	Bande passante élargie à 12kHz	Meilleure restitution des harmoniques	-
	Compression fréquentielle	Restitution des sons aigus	✓
	HD Music	Programme d'écoute spécifique à la musique en HD	1
Anti Larsen	EchoShield	Programme Echo pour la gestion de situations à forte réverbération	-
	Sound Brilliance	Extension de fréquence	-
	Double Anti Larsen	Pas de gêne due aux sifflements	✓
Confort et mémoire	Equaliseur	Confort d'écoute dans toutes les situations	-
	Learning	Optimisation automatique des préférences de volume du patient	✓
	Acclimatation automatique	Habituation en douceur à la sonorité des aides auditives	✓
	Datalogging	Enregistrement de l'utilisation et des situations	✓

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

TELECOMMANDES / PERIPHERIQUES

Réglage du volume	touchControl	Rechargeable :	-
Changement de programme	touchControl	Télécommandes Bluetooth	-
CROS/BiCROS	-	Streaming adaptatif	-
Marche – arrêt	Tiroir pile	Télécommandes standards	-
Coude standard / Tube fin	-	Applications Smartphones	touchControl
Bobine T pour écoute inductive	-	Spatial configurator	Non
Bruit anti-acouphène	Oui	- Focus	-
Certification anti-humidité et anti-poussière	-	- Directions	-
Utilisation simplifiée du téléphone	-		
Compatibilité pédiatrique	-		