



Fiche Technique : MOTION P 1 primax

Type : BTE

Pertes : moyennes à sévères

Pile : 13

Classe : D

LPPR > 20 ans : 2335791

LPPR < 20 ans : 2355084

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Performance : ★★★★★

Niveau de sortie max. (dB)* : 139

Amplification max. (dB)* : 81

Consommation (mA) : 1,20

Nombre de canaux : 16

Nombre de micros : 2

Nombre de programmes : 4

(*)Mesures selon norme IEC 60118-7/A1 au simulateur d'oreille

TRAITEMENT DU SIGNAL

Traitement des bruits et de la parole	SpeechMaster	Gestion avancée de l'écoute de la parole dans tous les milieux	✓
	Emergence directionnelle de la parole	Meilleure compréhension en présence de bruits de parole	-
	Traitement de la parole et du bruit	Meilleure compréhension de la parole dans le bruit	✓
	SoundSmoothing	Réduction des bruits impulsionnels	-
Directivité microphonique	eWindscreen	Réduction du bruit de vent	-
	SuperFocus	Plus grande sélectivité microphonique	-
	Spatial SpeechFocus	Meilleure intelligibilité dans toutes les directions. Automatique en voiture	-
	Mode directionnel	Donne la priorité aux sons venant de l'avant	✓
Qualité sonore	TruEar	Meilleure localisation spatiale (avant-arrière)	-
	Détection des environnements	Meilleur confort dans toutes les situations	✓
	Bande passante élargie à 12kHz	Meilleure restitution des harmoniques	-
	Compression fréquentielle	Restitution des sons aigus	✓
	HD Music	Programme d'écoute spécifique à la musique en HD	-
Anti Larsen	EchoShield	Programme Echo pour la gestion de situations à forte réverbération	-
	Sound Brilliance	Extension de fréquence	-
	Double Anti Larsen	Pas de gêne due aux sifflements	✓
	Confort et mémoire	Equaliseur	Confort d'écoute dans toutes les situations
Confort et mémoire	Learning	Optimisation automatique des préférences de volume du patient	-
	Acclimatation automatique	Habituation en douceur à la sonorité des aides auditives	✓
	Datalogging	Enregistrement de l'utilisation et des situations	✓

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

TELECOMMANDES / PERIPHERIQUES

Réglage du volume	Rocker Switch / télécommandes / applications smartphone	Rechargeable :	-
Changement de programme	Rocker Switch / télécommandes / applications smartphone	Télécommandes Bluetooth	easyTek
CROS/BiCROS	-	Streaming adaptatif	-
Marche – arrêt	Rocker Switch / Tiroir pile/ télécommandes / applications smartphone	Télécommandes standards	easyPocket/miniPocket
Coque standard / Tube fin	Oui/Oui	Applications Smartphones	touchControl/easyTek
Bobine T pour écoute inductive	Oui, M4 (ANSI C63.19)	Spatial configurator	Non
Bruit anti-acouphène	-	- Focus	-
Certification anti-humidité et anti-poussière	IP 67	- Directions	-
Utilisation simplifiée du téléphone	-		
Entrée audio	Oui		