



Fiche Technique : MOTION S 1 primax

Type : BTE	Pertes : légères à sévères	Pile : 312
Classe : D	LPPR > 20 ans : 2335791	LPPR < 20 ans : 2355084

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Performance : ★★★★★

Niveau de sortie max. (dB)* : 132	Amplification max. (dB)* : 62	Consommation (mA) : 0.9
Nombre de canaux : 16	Nombre de micros : 2	Nombre de programmes : 4

(*)Mesures selon norme IEC 60118-7/A1 au simulateur d'oreille

TRAITEMENT DU SIGNAL

Traitement des bruits et de la parole	SpeechMaster Emergence directionnelle de la parole	Gestion avancée de l'écoute de la parole dans tous les milieux Meilleure compréhension en présence de bruits de parole	✓ -	
	Traitement de la parole et du bruit SoundSmoothing eWindscreen	Meilleure compréhension de la parole dans le bruit Réduction des bruits impulsionnels Réduction du bruit de vent	✓ - -	
	Directivité microphonique	SuperFocus Spatial SpeechFocus	Plus grande sélectivité microphonique Meilleure intelligibilité dans toutes les directions. Automatique en voiture	- -
		Mode directionnel TruEar	Donne la priorité aux sons venant de l'avant Meilleure localisation spatiale (avant-arrière)	✓ -
Qualité sonore		Détection des environnements Bande passante élargie à 12kHz	Meilleur confort dans toutes les situations Meilleure restitution des harmoniques	✓ -
	Compression fréquentielle HD Music EchoShield Sound Brilliance	Restitution des sons aigus Programme d'écoute spécifique à la musique en HD Programme Echo pour la gestion de situations à forte réverbération Extension de fréquence	✓ - - -	
	Anti Larsen	Double Anti Larsen	Pas de gêne due aux sifflements	✓
	Confort et mémoire	Equaliseur Learning	Confort d'écoute dans toutes les situations Optimisation automatique des préférences de volume du patient	- -
		Acclimatation automatique Datalogging	Habituation en douceur à la sonorité des aides auditives Enregistrement de l'utilisation et des situations	✓ ✓

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

TELECOMMANDES / PERIPHERIQUES

Réglage du volume	Bouton poussoir / télécommandes / applications smartphone	Rechargeable :	-
Changement de programme CROS/BiCROS	Bouton poussoir / télécommandes / applications smartphone -	Télécommandes Bluetooth	easyTek
Marche – arrêt	Tiroir pile / Bouton poussoir / télécommandes / applications smartphone	Streaming adaptatif	-
Coude standard / Tube fin Bobine T pour écoute inductive Bruit anti-acouphène	Oui/Oui - -	Télécommandes standards	easyPocket/miniPocket
Certification anti-humidité et anti-poussière Utilisation simplifiée du téléphone Compatibilité pédiatrique	IP 67 - -	Applications Smartphones Spatial configurator - Focus - Directions	touchControl/easyTek Non - -