



Fiche Technique : PURE 13 BT 3 primax*

Type : RIC

Pertes : légères à sévères

Pile : 13

Classe : D

LPPR > 20 ans : 2335791

LPPR < 20 ans : 2355084

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Performance : ★★★★★

Niveau de sortie max. (dB)* : 119/129/134/138

Amplification max. (dB)* : 56/70/80/82

Consommation (mA) : 1,80

Nombre de canaux : 24

Nombre de micros : 2

Nombre de programmes : 6

(*)Mesures selon norme IEC 60118-7/A1 au simulateur d'oreille

TRAITEMENT DU SIGNAL

Traitement des bruits et de la parole	SpeechMaster Emergence directionnelle de la parole	Gestion avancée de l'écoute de la parole dans tous les milieux Meilleure compréhension en présence de bruits de parole	✓ -
	Traitement de la parole et du bruit	Meilleure compréhension de la parole dans le bruit	✓
	SoundSmoothing	Réduction des bruits impulsionnels	✓
	eWindscreen	Réduction du bruit de vent	binaural
Directivité microphonique	SuperFocus	Plus grande sélectivité microphonique	✓
	Spatial SpeechFocus	Meilleure intelligibilité dans toutes les directions. Automatique en voiture	-
	Mode directionnel	Donne la priorité aux sons venant de l'avant	✓
Qualité sonore	TruEar	Meilleure localisation spatiale (avant-arrière)	✓
	Détection des environnements	Meilleur confort dans toutes les situations	✓
	Bande passante élargie à 12 kHz	Meilleure restitution des harmoniques	-
	Compression fréquentielle	Restitution des sons aigus	✓
	HD Music	Programme d'écoute spécifique à la musique en HD	1
Anti Larsen	EchoShield	Programme Echo pour la gestion de situations à forte réverbération	-
	Optimisation Bluetooth	Amélioration de la détection des environnements	✓
	Double Anti Larsen	Pas de gêne due aux sifflements	✓
Confort et mémoire	Equaliseur	Confort d'écoute dans toutes les situations	-
	Learning	Optimisation automatique des préférences de volume du patient	-
	Acclimatation automatique	Habituation en douceur à la sonorité des aides auditives	-
	Datalogging	Enregistrement de l'utilisation et des situations	✓

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

TELECOMMANDES / PERIPHERIQUES

Réglage du volume	Rocker Switch	Rechargeable	-
Changement de programme	Rocker Switch	Streaming direct telephone	Oui
CROS/BiCROS	-	Streaming direct TV	Oui StreamLine TV
Marche – arrêt	Rocker Switch / Tiroir pile	Streaming adaptatif	-
Coude standard / Tube fin	-	Télécommandes standards	MiniPocket
Bobine T pour écoute inductive	-	Applications Smartphones	MyControl (pour iPhone)
Bruit anti-acouphène/TIL	Oui	Spatial configurator	Oui
Certification anti-humidité et anti-poussière	IP 67	- Focus	Oui
Connexion directe Smartphone	Technologie iPhone	- Directions	2
Compatibilité pédiatrique	-		

Les produits équipés de la plateforme primax* sont compatible telecare 2.0

Sivantos SAS est titulaire d'une licence de marque de Siemens AG. © Signia GmbH 2017