



Fiche technique : MOTION 13 3 Nx

Type : BTE	Pertes : légères à sévères	Pile : 13
Classe : D	LPPR > 20 ans : 2335791	LPPR < 20 ans : 2355084

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Performance : ★★★★★

Niveau de sortie max. (dB)* : 139	Amplification max. (dB)* : 70	Consommation (mA) : 1.4
Nombre de canaux : 24	Nombre de micros : 2	Nombre de programmes : 6

(*) Mesures selon norme IEC 60118-7/A1 au simulateur d'oreille

TRAITEMENT DU SIGNAL

Traitement des bruits et de la parole	Emergence directionnelle de la parole Traitement de la parole et du bruit SoundSmoothing eWindscreen	Meilleure compréhension en présence de bruits de parole Meilleure compréhension de la parole dans le bruit Réduction des bruits impulsionnels Réduction du bruit de vent	- ✓ ✓ ✓
HD Spatial (Directivité microphonique)	SuperFocus Spatial SpeechFocus Mode directionnel TruEar	Plus grande sélectivité microphonique Meilleure intelligibilité dans toutes les directions. Automatique en voiture Donne la priorité aux sons venant de l'avant Meilleure localisation spatiale (avant/arrière)	✓ - ✓ ✓
Qualité sonore	e2e Ultra HD OVP (Own Voice Processing) Classification 3D Bande passante élargie à 12kHz Compression fréquentielle HD Music EchoShield	Synchronisation binaurale en continu, performances audiolinguistiques inégalées Sonorité naturelle de la propre voix de l'utilisateur Meilleurs confort et intelligibilité dans toutes les situations Meilleure restitution des harmoniques Restitution des sons aigus Programme d'écoute spécifique à la musique en HD Programme Echo pour la gestion de situations à forte réverbération	✓ ✓ ✓ - ✓ - -
Anti Larsen	Double Anti Larsen	Pas de gêne due aux sifflements	✓
Confort et mémoire	Acclimatation automatique Datalogging	Habituation en douceur à la sonorité des aides auditives Enregistrement de l'utilisation et des situations	✓ ✓
Connectivité	TeleCare 3.0	Accompagnement sur mesure et accès au meilleur service à tout moment via l'application myHearing	✓

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Réglage du volume	Rocker Switch
Changement de programme	Rocker Switch
CROS/BiCROS	-
CROSPhone	Oui
Marche – arrêt	Rocker Switch / Tiroir pile
Coude standard / Tube fin	Oui / Oui
Bobine T pour écoute inductive	Oui (en option), M4 (ANSI C63.19)
Bruit anti-acouphène	Oui
Certification de résistance à la poussière et à l'humidité	IP 67
Connexion directe smartphone	Technologie iPhone
Compatibilité pédiatrique	-

TELECOMMANDES / PERIPHERIQUES

Rechargeable :	-
Streaming direct téléphone	Oui
Streaming direct TV	Oui, avec StreamLine TV
Streaming adaptatif	Oui
Télécommandes standards	miniPocket
Applications smartphones	myControl 2.0
Spatial configurator	Non
- Focus	-
- Directions	-