



Fiche technique : MOTION 13 5 Nx

Type : BTE

Pertes : légères à sévères

Pile : 13

Classe : D

LPPR > 20 ans : 2335791

LPPR < 20 ans : 2355084

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Performance : ★★★★★☆

Niveau de sortie max. (dB)* : 139

Amplification max. (dB)* : 70

Consommation (mA) : 1.4

Nombre de canaux : 32

Nombre de micros : 2

Nombre de programmes : 6

(*) Mesures selon norme IEC 60118-7/A1 au simulateur d'oreille

TRAITEMENT DU SIGNAL

Traitement des bruits et de la parole	Emergence directionnelle de la parole	Meilleure compréhension en présence de bruits de parole	✓
	Traitement de la parole et du bruit	Meilleure compréhension de la parole dans le bruit	✓
	SoundSmoothing	Réduction des bruits impulsionnels	✓
	eWindscreen	Réduction du bruit de vent	binaural
HD Spatial (Directivité microphonique)	SuperFocus	Plus grande sélectivité microphonique	✓
	Spatial SpeechFocus	Meilleure intelligibilité dans toutes les directions. Automatique en voiture	✓
	Mode directionnel	Donne la priorité aux sons venant de l'avant	✓
	TruEar	Meilleure localisation spatiale (avant/arrière)	✓
Qualité sonore	e2e Ultra HD	Synchronisation binaurale en continu, performances audiologiques inégales	✓
	OVP (Own Voice Processing)	Sonorité naturelle de la propre voix de l'utilisateur	✓
	Classification 3D	Meilleurs confort et intelligibilité dans toutes les situations	✓
	Bande passante élargie à 12kHz	Meilleure restitution des harmoniques	-
	Compression fréquentielle	Restitution des sons aigus	✓
	HD Music	Programme d'écoute spécifique à la musique en HD	✓
Anti Larsen	EchoShield	Programme Echo pour la gestion de situations à forte réverbération	-
	Double Anti Larsen	Pas de gêne due aux sifflements	✓
Confort et mémoire	Acclimatation automatique	Habituation en douceur à la sonorité des aides auditives	✓
	Datalogging	Enregistrement de l'utilisation et des situations	✓
Connectivité	TeleCare 3.0	Accompagnement sur mesure et accès au meilleur service à tout moment via l'application myHearing	✓

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Réglage du volume	Rocker Switch
Changement de programme	Rocker Switch
CROS/BiCROS	-
CROSPhone	Oui
Marche – arrêt	Rocker Switch / Tiroir pile
Coude standard / Tube fin	Oui / Oui
Bobine T pour écoute inductive	Oui (en option), M4 (ANSI C63.19)
Bruit anti-acouphène	Oui
Certification de résistance à la poussière et à l'humidité	IP 67
Connexion directe smartphone	Technologie iPhone
Compatibilité pédiatrique	-

TELECOMMANDES / PERIPHERIQUES

Rechargeable :	-
Streaming direct téléphone	Oui
Streaming direct TV	Oui, avec StreamLine TV
Streaming adaptatif	Oui
Télécommandes standards	miniPocket
Applications smartphones	myControl 2.0
Spatial configurator	Oui
- Focus	Oui
- Directions	4