

Fiche technique : Pure 312 7 Nx



Type : RIC

Pertes : légères à sévères

Pile : 312

Classe : D

LPPR > 20 ans : 2335791

LPPR < 20 ans : 2355084

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Performance : ★★★★★

Niveau de sortie max. (dB)* : 138

Amplification max. (dB)* : 82

Consommation (mA) : 1.3

Nombre de canaux : 48

Nombre de micros : 2

Nombre de programmes : 6

(*) Mesures selon norme IEC 60118-7/A1 au simulateur d'oreille

TRAITEMENT DU SIGNAL

Traitement des bruits et de la parole	Emergence directionnelle de la parole	Meilleure compréhension en présence de bruits de parole	✓
	Traitement de la parole et du bruit	Meilleure compréhension de la parole dans le bruit	✓
	SoundSmoothing	Réduction des bruits impulsionnels	✓
	eWindscreen	Réduction du bruit de vent	binaural
HD Spatial (Directivité microphonique)	SuperFocus	Plus grande sélectivité microphonique	✓
	Spatial SpeechFocus	Meilleure intelligibilité dans toutes les directions. Automatique en voiture	✓
	Mode directionnel	Donne la priorité aux sons venant de l'avant	✓
	TruEar	Meilleure localisation spatiale (avant/arrière)	✓
Qualité sonore	e2e Ultra HD	Synchronisation binaurale en continu, performances audiologiques inégales	✓
	OVP (Own Voice Processing)	Sonorité naturelle de la propre voix de l'utilisateur	✓
	Classification 3D	Meilleurs confort et intelligibilité dans toutes les situations	✓
	Bande passante élargie à 12kHz	Meilleure restitution des harmoniques	✓
	Compression fréquentielle	Restitution des sons aigus	✓
	HD Music	Programme d'écoute spécifique à la musique en HD	✓
Anti Larsen	Double Anti Larsen	Pas de gêne due aux sifflements	✓
	EchoShield	Programme Echo pour la gestion de situations à forte réverbération	✓
Confort et mémoire	Acclimatation automatique	Habituation en douceur à la sonorité des aides auditives	✓
	Datalogging	Enregistrement de l'utilisation et des situations	✓
Connectivité	TeleCare 3.0	Accompagnement sur mesure et accès au meilleur service à tout moment via l'application myHearing	✓

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

TELECOMMANDES / PERIPHERIQUES

Réglage du volume	Rocker Switch	Rechargeable	-
Changement de programme	Rocker Switch	Streaming direct téléphone	Oui
CROS/BiCROS	-	Streaming direct TV	Oui, avec StreamLine TV
CROSPhone	Oui	Streaming adaptatif	Oui
Marche – arrêt	Rocker Switch / Tiroir pile	Télécommandes standards	miniPocket
Coude standard / Tube fin	-	Applications smartphones	myControl 2.0
Bobine T pour écoute inductive	-	Spatial configurator	Oui
Bruit anti-acouphène	Oui	- Focus	Oui
Certification de résistance à la poussière, l'humidité, l'eau	IP68	- Directions	4
Connexion directe smartphone	Technologie iPhone		
Compatibilité pédiatrique	-		